


ひまわり通信

車イスからズレ落ちを防ぐには

こんな姿勢
になって
いませんか？



前ズレの原因はいろいろあるようです

クッションが
あっていなかったり

股関節屈曲が
「90°以下」にしか
ならなかったり

車椅子が
合っていなかったり

車いすの背シートやアームサポートの高さ調整や、適切なクッションを利用することで正しい姿勢を維持しやすくなるそうです。ズレ落ちのリスクを少しでも下げてあげたいですね。



ズレ落ち防止に おすすめクッション アルファプラフクッション (撥水・防水カバー)

前ズレを防ぐラジアルキャッチ構造

2層目の放射状のスリットと3層目の空間の積層構造により、座骨結節部を安定保持し、身体の前ズレを防ぎます。

熱がこもりにくく快適

無膜ウレタンフォームが熱をすばやく放散し、暑さを軽減します。

お手入れ簡単なカバー

撥水・防水・制抗菌加工済みで失禁などによる汚染を防ぎます。

優れた体圧分散性能



レンタル可能



メーカー：タイカ
TAISコード：00563-000124
品番：RFWC-4040

事業所No:4372300915

有限会社ひまわり
TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602
大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1
<https://himawari-kumamon.com/>