

歩行補助具の種類について

～用具は体に合ったものを～

歩行器や杖等の用具を使うと荷重が分散されるので、ひざや腰への負担が減って患部の痛みを和らげる効果があります。そして歩行の安定をサポートしてくれます。しかし体の状態に合ったものを使用しないと症状を悪化させることがあります。

歩行器とそれ以外の歩行補助具の種類

✓ 歩行器

上半身にある程度筋力のある方、足に痛みのある方等

⇒ **固定型歩行器**
(ピックアップ型歩行器)

片足に痛みのある方、姿勢バランスがとりにくい方等

⇒ **交互型歩行器**

リハビリを始めたばかりの方、足腰に痛みのある方等

⇒ **キャスター付き歩行器(歩行車)**

✓ 歩行器以外の歩行補助具


シルバーカー
軽度な障がい者、足に痛みがあるが歩行可能な方等



松葉杖
下半身麻痺の方、骨折の方、ねん挫している方等



ロフトランドクラッチ
握力が十分でない方、手首の力が弱い方等



4点杖
麻痺の方、筋力が低下している方等

1本杖
腕力があり歩行バランスが比較的良い方等



足腰に痛みのある方へのおすすめ歩行器

アロン化成

イコットエア

TAIS:00221-000552 品番:R532-330

- ①手元に機能がまとまっているため、ひざを大きく曲げずに操作することができます
- ②「楽らくグリップ」を持つことで、歩行車がバランスよく持ち上がり、さらに軽く感じます
- ③3.9kgと軽量なので段差昇降や公共交通機関の利用時など様々な場面で持ち上げが楽に行えます

最大使用者体重100kg



▲折りたたみ時



事業所No:4372300915

有限会社ひまわり

TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602

大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1

<https://himawari-kumamon.com/>