

ひまわり通信



「自分で歩く」をサポート 歩行器 歩行車

歩行器・歩行車の メリット

- 体重を一部預けることで、足にかかる負担を減らします。
- 体のバランスを保ち、安定して歩けるようにします。

歩行器・歩行車の 種類は？

- 手で持ち上げて前へ進む持ち上げ型歩行器
- 前2脚にキャスターが付いた前輪歩行器
- 4脚ともキャスターが付いた四輪歩行器
- 前輪は回転可能でブレーキで調整できる歩行器

選ぶポイント

- 使う場所・目的を明確に。
歩行器はリハビリなど屋内の段差が少ないところでの使用に向いています。
歩行車はブレーキや足踏みレバーなどを使い、小さな段差も乗り越えられます。
- 体に合わせた調整が可能
ご本人の症状に合わせてグリップの高さを調節することが大切。体重を支えるときの腕の状態により、向いている用具が異なります。
- 歩行車とシルバーカーのちがい
シルバーカーはモノを持ち運ぶ機能が重要で、歩く能力が高い人に向いています。歩行車は奥まで体を入れ、グリップに体重をかけられます。



ショッピングターン

Shopping Turn

歩行車の
まま
お買い物



身長の高い方も利用可能

ハンドル高さ
最大 90cm

ハンドル高さが 72.5 ~ 90cm の間で調節可能。

軽量設計とハンドリング

本体重量 約 6.1kg
車輪直径 20cm

ちょっとした段差も楽に持ち上げ可能。回転しやすい前輪設計でハンドリングもスイスイ。



コンパクトに収納

折りたたみ幅
28cm

大容量簡易保冷バッグ

バッグ大容量 12ℓ

購入物をそのままバッグに。
※簡易保冷バッグのため、生鮮品を長時間入れたままにしないでください。



座面付きで
休憩もできます。



事業所No:4372300915

有限会社ひまわり
TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602
大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1
<https://himawari-kumamon.com/>