


ひまわり通信

オススメ商品のご紹介 **伸縮手すり**

歳を重ねても、なるべく人の手を借りずに行きたい場所に行けたり、自分らしく暮らしていけるのはとても良いことですよね。高齢者は、立ち座りや歩き出しの時に転倒しやすいといわれています。手すりなどで、転倒のリスクを減らしながら、移動の自立を確保しましょう。

工事不要の簡単設置！床と天井があればどこでも取付可能。



DIPPRE ホクメイ


ベスポジ e

品番 BPE-H51-609/BPE-H60-609

TAISコード 00254-000175
00254-000177

- ・30cm間で無段階に調節可
- ・ロック機構…六角レンチで固定
- ・セーフティ機能…ロック完了を音で認識できます。

このような場合に伸縮手すりが有効です。



框の上がり下がり用に手すりを設置する際、一般的な框用手すりは框を上げる所までですが、ベスポジ e であればさらにもう一歩先まで取り付けることが可能です。『伸縮手すり』を用いることで、角度や長さの調節が細かく対応できます。

手すりが伸縮することで、基本ポールの位置が、コンセントや照明と重なってしまうのを回避しつつ、動線を作ることができます。

歩くことによって、守られる健康な生活

手すりに頼ってでも歩くのには、こんな健康面でのメリットがあります。

・寝たきりの予防

歩かなくなると足腰が弱ってしまい、立つこともできなくなってしまうことも…。寝たきりにならないためにも、なるべく歩きましょう。

・転倒防止

高齢者が転倒すると、骨折などの大きなケガに繋がってしまうことも…。歩くことで足腰の筋力やバランス能力を高めておくと、転倒の防止にもつながります。

生活機能の低下を予防・回復するために、無理のない範囲で動いてみましょう。



お気軽にご相談ください。

事業所No:4372300915

有限会社ひまわり

TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602

大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1

<https://himawari-kumamon.com/>