

ポイント

1

歩く …移動時の安定

歩行時に安定を維持する役割です。連続した平行な支えが必要になります。

ポイント

2

段差を越える …重心の上下移動の補助

段差を上がるときの体重の持ち上げ補助、動作の安定性の維持、下りるとき体重の支えなどの役割です。玄関段差のような1~2段程度の段差から、連続した段差である階段などを安全に移動するために使用します。1段の段差なら縦手すり、横手すり、斜め手すりが使用されます。階段では斜めの連続した手すりが必要です。

ポイント

3

立ちあがる・座り込む …姿勢変換の補助、重心の上下移動の補助

立ち上がりや座り込みなど、姿勢を変換するときの支えや補助としての役割です。床から立ち上がる時の重心の前方への誘導、体重の持ち上げ補助や動作の安定性のために利用されます。また床や椅子に座る際の体重の支えや動作の安定のために使用されます。

～ おすすめ商品のご案内 ～



矢崎化工

あがりかまち用 たちあっぷ両手すり

レンタル可能



- くぼみ形状の手すりですっかり握れる
- かまちの高さは4~18cmまで対応
- ベース前面にアジャスターがついているため、床面のガタツキを解消
- 土足で乗っても滑りづらいマットを標準装備

品番：CKE-03 TAISコード：00055-000107

その他様々な手すりがございますので、お客様の環境に合わせてお選びください。

さらにレンタルすることによりコストを抑えることができるだけでなく必要な物が必要な期間だけ借りられたり、身体状況に応じて商品を変えられたりと、様々なメリットがあります。

事業所No:4372300915

有限会社ひまわり

TEL0964-32-2213

宇城店：熊本県宇城市松橋町東松崎602

大津店：熊本県菊池郡大津町中島99-1

<https://himawari-kumamon.com/>